

WICHTIGER HINWEIS

Bei diesen modifizierten Hinweisen ist zu beachten, dass die für Testzwecke vorgenommenen Änderungen in der Einstellung des Scanners wieder rückgängig gemacht werden müssen, sobald die Funktionsprüfung abgeschlossen ist.

Andernfalls besteht bei Anwendern, die auf die Anwendung der Dosisautomatik verzichten, die Gefahr, dass ihre Untersuchungen nach erfolgtem Funktionstest hinsichtlich Dosis oder Bildqualität nicht mehr wie gewohnt ausfallen.

Bitte verwenden Sie nur noch diese modifizierten Hinweise!